

ISTRUZIONE: PROTEXUS THROAT SPRAY 20ml 03011956/1

F.to 130x160mm steso e 130x27mm piegato

Stampa a 1 colore fronte retro

PROTEXUS
Cough&Cold

Boğaz Spreyi
Tıbbi Cihaz CE0426

Sinir otu, ergelen hardalı, meyan kökü ve nane ile BOĞAZI KORUR, AĞRIYI HAFİLETİR.

1. Tıbbi cihazın tanımı, bileşimi ve kullanım amacı: Patojenlere, kırteçlilere ve çevresel tahrîş edici maddelere karşı savunmasız olan solunum yolu mukozasına nüfuz edilebilir ve bu da farenks, bronşlar ve aksiyerlerde iltihaplanma ve alerjiye yol açabilir. Mukoadhezif özelliklere sahip maddeler kullanarak koruyucu bir bariyer oluşturma yeteneği, orofaringeal mukozanın savunmasını güçlendirir. Tıbbi bir cihaz olan **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**, üst solunum yollarındaki tahrîşlerden ve ağrı, yutkunma sırasında rahatsızlık, yanma, kuruluk, öksürük ve ses kısıklığı gibi ilişkili semptomlara yönelik tasarlanmıştır.

1.1 Etki mekanizması: Bitki özlerinde bulunan polisakkaritler, sodyum hyaluronat ile sinerjik bir şekilde çalışarak hem koruyucu etki hem de bariyer sağlayan mukoadhezif bir film oluşturarak dış etkenler ve tahrîş edici maddelerle teması etkili bir şekilde sınırlarıdır. **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**, tahrîş olmuş mukozaya yataşıcı bir rahatlama sağlayarak, genellikle farenjit ile ilişkili boğaz ağrısının tedavisinde değerli bir yardımcı olarak hizmet eder. **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**, mukoza zarlarını dış etkenlere karşı korumak için tavsiye edilir.

1.2 Bileşenler: Su, fruktoz, alkol, plantago major hidrogliserik ekstresi, erysimum officinale hidroalkolik ekstresi, meyan kökü yumuşak aköz ekstresi, sodyum hyaluronat, nane esansiyel yağı, mentol, anetol.

2. Ambalaj: 20 mL şişe

3. Dozaj ve kullanım yöntemi: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler: Günde 3 defaya kadar 3 püskürme. 12 yaşından küçükler kullanılmamalıdır. Kullanmadan önce iye çalkalayınız. Bir püskürme ürünün yönlendirilmiş ve lokalize bir şekilde dozajlanmasını sağlar.

4. Yan etkiler: **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**'nin bileşenleri genellikle iyi tolere edilir. Ürünün kullanımı ile ilişkili herhangi bir yan etki rapor edilmemiş veya beklenmemektedir. Beklenmeyen yan etkilerin görülmesi durumunda tedavinin kesilmesi ve doktorunuza danışılması tavsiye edilir.

5. Gıda takviyeleri ve ilaçlarla etkileşim: **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**'nde bulunan bileşenler için, ürünü kullanılan dozarda, hayatı kurtarıcı kardiyovasküler ilaçlarla potansiyel etkileşimler meydana gelebilir. Bu nedenle, bu sınıftan ilaçlar kullanırsanız bu ürünü kullanmanız tavsiye edilir. **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**, diuretikler, anti-astmatikler, laksatifler, kalsitonin ve anti-inflamatuar ilaçlar gibi ilaçların hepatik metabolizması ile etkileşime girme potansiyeline sahiptir. Oral kontraseptif tedavi görüyorsanız, **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**'ni kullanmadan önce bir doktora danışmanız tavsiye edilir.

Pharmatruem

Pharmatruem

Mevcut herhangi bir ilaç tedavisi görüyorsanız doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**, reçete edilen bazı ilaçların antihipertansif etkilerine potansiyel olarak karşı koymabilen meyan kökü içerir. İlaç kullanırsanız ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Genel bir kılavuz olarak, ürünü ilaç veya besin takviyesi almadan iki saat önce veya sonra kullanmanız tavsiye edilir.

6. Uyarılar ve önlemler: **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi** alkol içerir; bu nedenle 12 yaşından küçük çocukların kullanılmamalıdır. Hamilelik veya emzirme durumunda kullanmayın. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı intoleransınız varsa kullanmayın. Bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayın. Hiatal herni veya yemek botusu tikanıklığınız varsa, ürünü kullanmaya başladan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Meyan kökü varlığı nedeniyle, hipertansit kullanıcılar tarafından alınmamalıdır. Su tutma, hipokalemî, hipertansiyon ve kardiyak ritim bozuklukları gibi ciddi advers meydana gelebileceğinden, halihazırda meyan kökü ilacı kullanan hastalar diğer meyan kökü içeren ürünler kullanmaktan kaçınmalıdır. Daha fazla bilgi için doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Ağız veya yutakta kronik iltihaplanma durumunda, ürünün yalnızca tıbbi tavsiye alındıktan sonra kullanılması önerilir. Tavsiye edilen dozu aşmayın. Yan etkiler ortaya çıkarsa, kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışınız. Ağız boşluğununda ciddi yaralanmalar varsa kullanmayın. Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın. **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**'ni arkaya 30 günde fazla kullanmayın. Ürünü kullanırken belirtiler 1 haftadan daha uzun süre devam ederse veya ateş varsa, bir doktora danışınız.

7. Saklama: **Protxus® Cough&Cold Boğaz Spreyi**'ni kuru bir yerde ve doğrudan ısı veya ışık kaynaklarından uzakta saklayınız. Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. 8°C ile 25°C arasında kontrollü bir sıcaklıkta saklayınız. Ambalajın üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanma tarihi, uygun şekilde saklandığında hasar görmemiş ambalajındaki ürünü ifade eder. Ürünü açtıktan sonra bir ay içinde kullanınız.

8. İmha: Son kullanma tarihi geçmiş cihazlar yerek atık yönetimi yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir. Ürün veya ambalajı hiçbir koşulda çevreye atılmamalıdır.

Distribütör: Pharmatruem Sağlık Malzemeleri Anonim Şirketi Yassıören Mah. Ağaçkakan Sk. No: 15A Arnavutköy / İstanbul / Türkiye
444 8 717 info@pharmatruem.com.tr

İlk yayınlanma tarihi: 04/2024 **Son revizyon:** 04/2024

UTF lisans n. IT00MIX01893R Hidrat 20 ml - Susuz 4 ml %20 Hacim Etil Alkol

SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALY

25°C CE 0426 03011956/1