

**PROTEXUS**  
Cough & Cold

Pharmatruue

### Hafif Hipertonik Burun Spreyi (Çocuklar için)

**Rinit, sinüzit ve alerjik rinit gibi enflamatuvar süreçlerde bakım ve profilaksi için kullanışlıdır. Mukusun hızlı ve etkili bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlar.**

**1. Tıbbi cihazın tanımı, bileşimi ve kullanım amacı: Protexus® Cough&Cold Hafif Hipertonik Burun Spreyi.** soğuk algınlığı, rinit (akut veya kronik rinosinüzit olarak ortaya çıkabilir) ve alerjik rinit gibi fazla mukus üretimi ile karakterize solunum yolu hastalıklarının tedavisinde faydalıdır.

**1.1 Etki mekanizması: Protexus® Cough&Cold Hafif Hipertonik Burun Spreyi** mukus viskozitesini azaltarak hızlı ve etkili mukus temizliğini kolaylaştırır. Müsin insan salgılarının doğal bir bileşenidir, ancak solunum yolu enfeksiyonları sırasında aşırı üretimi aşırı yapışkan mukusa yol açarak dışarı atılmasını zorlaştırabilir ve burun sinüslerinin tıkanmasına neden olabilir. **Protexus® Cough&Cold Hafif Hipertonik Burun Spreyi** mukus ağının viskozitesini etkili bir şekilde azaltarak fazla salgıların atılmasını kolaylaştırır. Üretici tarafından yürütülen özel bir çalışma, **Protexus® Cough&Cold Hafif Hipertonik Burun Spreyi**'nin dekonjestan etkisinin 30 saniye içinde ortaya çıktığını göstermiştir\*.

**1.2 Bileşenler:** Captomucil, su, sodyum sakarin, sodyum klorür, nane aroması, deks-pantenol, sodyum metil parahidroksibenzoat benzoat içermektedir.

**2. Ambalaj:** 20 ml şişe

#### 3. Dozaj ve kullanım yöntemi:

Yetişkinler ve 6 yaş üstü çocuklar: Günde 4 defaya kadar burun deliği başına 1-2 puff.

3 ila 6 yaş arası çocuklar: Günde 2 defaya kadar burun deliği başına 1 puff. 12 yaşın altındaki çocuklarda ürünün sadece doktora danışıldıktan sonra kullanılması tavsiye edilir.

**4. Yan etkiler:** Terapötik bir etki elde etmek için gereken dozlarda, bireysel intolerans vakaları dışında hiçbir yan etki vakası bildirilmemiştir. Ürün kullanımından 5-7 gün sonra semptomlar devam ederse, doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

**5. Besin takviyeleri ve ilaçlarla etkileşim:** **Protexus® Cough&Cold Hafif Hipertonik Burun Spreyi**'nin bileşenlerinin besin takviyeleri veya ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur. Bununla birlikte, genel bir kılavuz olarak, **Protexus® Cough&Cold Hafif Hipertonik Burun Spreyi**'nin

Pharmatruue

nazal uygulama için ilaç kullanmadan en az 1 saat önce veya sonra alınması tavsiye edilir. Eşzamanlı ilaç tedavileri durumunda ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.

**6. Saklama:** Ürünü kuru bir yerde ve doğrudan ısı veya ışık kaynaklarından uzakta saklayınız. Ambalaj hasar görmüşse kullanmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Cihazı 15°C ile 25°C arasında tutunuz.

**7. Uyarılar ve önlemler:** Ürünü 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

**Hamilelik, emzirme veya 12 yaşın altındaki çocuklarda,** ürünün sadece bir doktora danışıldıktan sonra kullanılması tavsiye edilir. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Ürünü arka arkaya 30 günden fazla sürekli olarak kullanmayınız. Ürüne karşı intolerans durumunda kullanmayınız. Ürünün fonksiyonel bileşenlerine veya herhangi bir yardımcı maddesine karşı aşırı duyarlılığınız olduğu biliniyorsa kullanmayınız. Beklenmeyen yan etkiler görüldüğünde kullanımı durdurun ve doktorunuza danışınız. Uygulama sırasında veya kısa bir süre sonra hafif bir batma hissi yaşanabilir. Kullandıktan sonra ılık suyla durulayın ve başlığı bir mendille kurulayınız.

**8. Son kullanma tarihi:** Ambalajın üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, uygun şekilde saklandığında hasar görmemiş ambalajındaki ürünü ifade eder. Ürünü açtıktan sonra bir ay içinde kullanınız.

**9. İmha:** Son kullanma tarihi geçmiş olan tıbbi cihaz yerel atık yönetimi mevzuatlarına göre imha edilmelidir. Ürün veya ambalajı hiçbir koşulda çevreye atılmamalıdır.

\* in vitro çalışma Münster Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.

**Distribütör:** Pharmatruue Sağlık Malzemeleri Anonim Şirketi Yassören Mah. Ağaçkakan Sk. No: 15A Arnavutköy / İstanbul / Türkiye  
444 8 717 info@pharmatruue.com.tr

**İlk yayınlanma tarihi: 04/2024**

**Son revizyon: 04/2024**

15°C 25°C CE 0426 SIIT srl  
Via Ariosto 50/60  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
ITALY

03011953/1