

ISTRUZIONE: PROTEXUS HYPERTONIC NASAL SPRAY ADULTI 20ml 03011964/1

F.to 140x160mm steso e 140x40mm piegato

Stampa a 1 colore fronte retro

PROTEXUS
Cough&Cold

Pharmatruue

Hipertonik Burun Spreyi (Yetişkinler için)

Fazla mukusu inceltir. Fazla mukusun kolay atılmasını sağlar. Tahriş olmuş burun mukozasını yatıştırır.

1. Tıbbi cihazın tanımı, bileşimi ve kullanım amacı: Protexus® Cough&Cold Hipertonik Burun Spreyi, soğuk algınlığı, rinit (akut veya kronik rinosinüzit içerebilir) ve alerjik rinit gibi mukus hipersekresyonunun klinik bir komplikasyon olduğu solunum rahatsızlıklarının tedavisinde faydalıdır.

1.1 Etki mekanizması: Müsin, insan salgılarının doğal bir bileşenidir. Bununla birlikte, solunum yolu enfeksiyonları sırasında aşırı üretimi aşırı yapışkan mukusla sonuçlanarak dışarı atılmasını zorlaştırır ve burun sinüslerinin tıkanmasına yol açar. Protexus® Cough&Cold Hipertonik Burun Spreyi, nazal müsin ile belirli oranlarda karıştırıldığında, mukus ağının viskozitesini etkili bir şekilde azaltarak fazla salgıların giderilmesini kolaylaştırır. Üretici tarafından yürütülen özel bir çalışma, Protexus® Cough&Cold Hipertonik Burun Spreyi'nin dekonjestan etkisinin 30 saniye içinde ortaya çıktığını göstermiştir.*Hipertonik çözelti, fazla mukusun akışkanlığını daha da artırarak Protexus® Cough&Cold Hipertonik Burun Spreyi'nin dekonjestan etkisini güçlendirir.

1.2 Bileşenler: Captomucil, su, sodyum sakarin, sodyum klorür, nane aroması, deks-pantenol, sodyum metil parahidroksibenzoat

2. Ambalaj: 20 ml şişe

3. Dozaj ve kullanım yöntemi:

Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar: Günde 3-4 kez her burun deliğine 1-2 sprej.

6 ila 12 yaş arası çocuklar: Günde 2 defaya kadar ihtiyaç halinde her burun deliğine 1-2 sprej.

12 yaşın altındaki çocuklarda ürünün sadece doktora danışıldıktan sonra kullanılması tavsiye edilir.

4. Yan etkiler: Terapötik bir etki elde etmek için gereken dozlarda, bireysel intolerans vakaları dışında hiçbir yan etki vakası bildirilmemiştir. Ürün kullanımından 5-7 gün sonra semptomlar devam ederse, doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

5. Besin takviyeleri ve ilaçlarla etkileşim: Protexus® Cough&Cold Hipertonik Burun Spreyi'nin bileşenlerinin besin takviyeleri veya ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur. Bununla birlikte, genel bir kural olarak, Protexus® Cough&Cold Hipertonik Burun Spreyi'nin nazal uygulama için ilaç kullanmadan en az 1 saat önce veya sonra alınması tavsiye edilir. Eşlik eden herhangi bir ilaç tedavisi görüyorsanız ürün kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.

Pharmatruue

6. Saklama: Ürünü kuru bir yerde ve doğrudan ısı veya ışık kaynaklarından uzakta saklayınız. Ambalaj hasar görmüşse kullanmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Cihazı 15°C ile 25°C arasında tutunuz.

7. Uyarılar ve önlemler: Ürünü 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Hamilelik, emzirme veya 12 yaşın altındaki çocuklarda, ürünün sadece bir doktora danışıldıktan sonra kullanılması tavsiye edilir. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Ürünü arka arkaya 30 günden fazla sürekli olarak kullanmayınız. Ürün, nazal poliplerle ilişkili rinosinüzit vakalarında etkinliği azaltmış olabilir. Ürüne karşı intolerans durumunda kullanmayınız. Ürünün fonksiyonel bileşenlerine veya herhangi bir yardımcı maddesine karşı aşırı duyarlılığınız olduğu biliniyorsa kullanmayınız. Beklenmeyen yan etkiler görüldüğünde kullanımı durdurun ve doktorunuza danışınız. Uygulama sırasında veya kısa bir süre sonra hafif bir batma hissi yaşanabilir. Kullandıktan sonra ılık suyla durulayın ve başlığı bir mendille kurulayınız.

8. Son kullanma tarihi: Ambalajın üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, uygun şekilde saklandığında hasar görmemiş ambalajındaki ürünü ifade eder. Ürünü açtıktan sonra bir ay içinde kullanınız.

9. İmha: Son kullanma tarihi geçmiş olan tıbbi cihaz yerel atık yönetimi mevzuatlarına göre imha edilmelidir. Ürün veya ambalajı hiçbir koşulda çevreye atılmamalıdır.

* in vitro çalışma Münster Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Distribütör: Pharmatruue Sağlık Malzemeleri Anonim Şirketi Yassören Mah. Ağaçkakan Sk. No: 15A Arnavutköy / İstanbul / Türkiye
444 8 717 info@pharmatruue.com.tr

İlk yayınlanma tarihi: 04/2024

Son revizyon: 04/2024



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALY

03011964/1